

WIRÓWKA LABORATORYJNA
LABORATORY CENTRIFUGE

MPW-351e

N° 10351e



PRODUKT POLSKI
MADE IN POLAND

TRADYCJA OD 1948
TRADITION SINCE 1948



MPW-351e

	230V 50/60Hz; 115V 50/60Hz
	320W
	800ml
	100 ÷ 4500 RPM, krok/step 100 RPM
RCF	3509 x g
	30s ÷ 99min krok/step 30s
	380 x 430 x 540mm [HxWxD]
	40,3/44,3kg (230V/115V)

CECHY / FEATURES

- bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor
- intuicyjny układ ustawiania parametrów wirowania;
intuitive interface of spinning parameters
- wyświetlacz LCD; LCD display
- regulacja prędkości/RCF; speed (in RPM)/RCF(x g) adjustment
- regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment
- praca w trybie „SHORT”; "SHORT" mode operation
- efektywny system wentylacji; effective ventilation system
- szeroka gama wirników i dodatkowego wyposażenia;
wide range of rotors and additional equipment
- komora wirowania ze stali nierdzewnej;
rotor chamber made from stainless steel

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

- czujnik niewyważenia; unbalance sensor
- blokada pokrywy podczas wirowania; lid locking during rotor running
- blokada startu przy otwartej pokrywie; start blocking at opened lid
- awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release
- zabezpieczenie termiczne silnika; motor thermal protection

Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101;
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 international safety standards/regulations

Wirówka wentylowana **MPW-351e** jest stołową wirówką laboratoryjną do prac rutynowych. Znajduje ona szerokie zastosowanie w laboratoriach medycznych, weterynaryjnych, ochrony środowiska, przemysłowych i innych. Zapewnia maksymalną prostotę i wysoki komfort obsługi.

The ventilated centrifuge **MPW-351e** is a tabletop device for routine application. It is widely applied in medical, veterinary, environmental protection, industrial and other laboratories. The centrifuges ensures maximum simplicity and high comfort of operation.



MPW-351e					WIRNIKI KĄTOWE ANGLE ROTORS
	RPM	RCF	∠	N°	
12x25/30ml	4 500	2 717	30°	11743	
30x10/15ml Falcon®	4 500	3 011	30°	11501	
4x200ml	4 500	3 305	-	12436	WIRNIK HORYZONTALNY SWING-OUT ROTOR 
2x3 MTP (standard) 2x1 MTP (deepwell)	4 300	2 398	-	12285	WIRNIK SPECJALISTYCZNY SPECIAL PURPOSE ROTOR 

Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl



MPW MED. INSTRUMENTS
www.mpw.pl

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

POLSKA

tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl

SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl